




MOBIMED®


MEDICAL PRODUCTS

Medische oplossingen voor woonzorg- en revalidatiecentra



LEMCO COMBI BIKE PLUS

Hometrainer voor training en revalidatie



Wat is een lemco-combifiets plus ?

De LEMCO Combi Bike Plus is een innovatieve en effectieve hometrainer die er voor zorgt dat zelfs de mensen die geen gewone hometrainer kunnen gebruiken, de gunstige effecten van lichaamsbeweging kunnen ervaren. Dagelijks bewegen zorgt voor een gezonde revalidatie en kan zorgen voor langere loopafstanden na de revalidatie.

Het starten en eindigen van elke dag met beweging is vooral belangrijk voor mensen met een beperking zoals rolstoelgebruikers en mensen met een beperkte loopafstand. De oefening stimuleert bloedcirculatie en vermindert daarmee het risico op bloedstolsels in de benen. Het zal ook leiden tot een verhoogde kracht in de benen, die op zijn beurt zal resulteren in een vermogen om langere afstanden te lopen. Een verbeterde doorbloeding is een bijkomend voordeel.

Zowel te gebruiken vanuit een stoel als vanop een rolstoel





Waarom werkt het zo goed?

Het werkt zo goed omdat het ongecompliceerd en efficiënt is, en omdat het gebruik maakt van onze unieke BEAT® Technologie die mensen met een ernstige handicap in staat stelt om met succes te trainen - mensen die hebben vaak het vertrouwen verloren in het actief bewegen van hun benen. De fiets is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken voor zowel therapeuten als gebruikers.

LEMCO Combi Bike Plus heeft een ingebouwde Bio Energy Accumulating Technologie, waardoor deze fiets uniek en bruikbaar voor 99% van de doelgroep. De technologie zorgt ervoor dat energie wordt toegevoegd aan de pedalen en handvatten die tijdens de training in de fiets wordt verzameld. Op die manier is er een soepelere rotatie.

De fiets is daarom uitzonderlijk gemakkelijk te bedienen, zelfs voor mensen met een ernstige handicap, zoals neurologische aandoeningen en gedeeltelijke verlamming, en zelfs voor mensen die geen enkele stap kunnen zetten.

Wie zou een lemco-combifiets plus kiezen?

LEMCO Combi Bike wordt gekozen door beide :instellingen, Rehab centra en individuen.

Onze jarenlange ervaring in de industrie heeft ons een uitgebreide ervaring opgeleverd met trainingsoplossingen die ook gemotoriseerde trainingsfietsen omvatten. Een belangrijk aspect hiervan is dat ongeveer 98% van de mensen die eerder gekozen voor de gemotoriseerde oplossing kan een groter resultaat bereiken door te kiezen voor LEMCO CombiBike Plus, en tegelijkertijd een aanzienlijke financiële besparing te realiseren.

Omdat de HOMETRAINER een mooi ontwerp heeft kan deze blijven in de woonkamer, waardoor deze veel vaker zal gebruikt worden.

Vele voordelen

- Gemakkelijk toegankelijk
- Gemakkelijk te gebruiken met vaste frame rolstoelen
- Gebruiksvriendelijk, geen verwarring tijdens het gebruik
- Achtergrondverlichting voor een goed leesbare display
- 10 weerstandsniveaus - 9 kg vliegwiel
- Kan gemakkelijk door de therapeut worden gebruikt
- Gladde magnetische weerstand met een veiligheidsstop
- Uitstekende ergonomische handgrepen
- Slechts één hand nodig om de klittenbanden vast te zetten
- Wielen voor eenvoudige verplaatsing over korte afstanden
- Speciale antislipvoetjes zodat de fiets stevig staat
- Ruimtebesparend ontwerp
- Vaste naaf, die zorgt voor een soepele en aangename training
- Display geplaatst zodat u tijdens de training TV kunt kijken
- Zachte training voor mensen met pijn



+ Verbetert de bloedcirculatie

+ Versterkt de spieren & verlicht de gewrichtsstijfheid

+ Biedt een betere levenskwaliteit

Versterkt het lichaam

Zelfs als je niet in staat bent om een enkele stap of zelfs beweeg je tenen, onze experience laat zien dat u onze fiets kunt gebruiken met groot voordeel. Beweging van het lichaam vermindert spasmen, verhoogt de bloedcirculatie en geeft een gevoel van welzijn in het hele lichaam. Een goede manier om de hele dag door energie te krijgen en het verbeteren van de kwaliteit van de slaap.

Lichamelijke activiteit:

- Verhoogt de levensduur van een persoon
- Vermindert het risico op ziekte
- Zorgt voor een betere spijsvertering
- Versterkt de bloedcirculatie

De fiets is uniek en zeer geschikt voor neurologische revalidatie na een beroerte en voor het behoud van de normale darmfunctie en bloedcirculatie voor rolstoelgebruikers.

Ziekten waarbij lichaamsbeweging een preventieve werking heeft:

- Hart- en vaatziekten
- Type 2 diabetes
- Metabolisch syndroom
- Kolonkanker
- Multiple Sclerose

Lichaamsbeweging hoeft niet belastend te zijn om gezondheidsvoordelen te bereiken. Bron: National Board Of Health in Denmark

Kan door iedereen gebruikt worden

Met de LEMCO Combi Bike Plus, bent u gegarandeerd een vlotte training, zelfs als je bent geamputeerd of gedeeltelijk verlamd. Slechts minimale kracht in de armen is nodig om een comfortabele en passende oefening te bekomen.

LEMCO Combi Bike wordt gebruikt bij bijna alle revalidatiecentra en verpleegkundigen huizen in Denemarken, waar het voorziet in kracht en zorgt voor lichamenlijk welzijn voor een groep van burgers die anders moeilijk te activeren zijn.

De trainingsfiets is eenvoudig in te passen

in de praktijk, kamer, slim, veilig en betaalbaar om thuis te gebruiken - sterk genoeg voor gebruik een hele dag lang in fysiotherapie. Tijdens het fietsen voelen mensen vaak warmte en zien ze kleurveranderingen op de benen. Zelfs mensen met beenverlamming kunnen onze fiets met succes gebruiken. De ingebouwde technologie zorgt ervoor dat gebruikers slechts een beetje spiercapaciteit nodig hebben om de rotatie te behouden. Dit kan vaak compenseren voor een verlamde ledemaat of gebrek aan functie in de benen, waardoor een comfortabele, gladde en gezonde beweging.

Probleemloos retour beleid

We willen alleen maar tevreden klanten, zodat iedereen (beide individuen, publiek instellingen, verpleeghuizen, enz. profiteren van onze no-hassle return beleid.

Tevredenheidsgarantie

Bij aankoop rechtstreeks bij Mobimed mag u de Lemco bike steeds terugsturen we brengen alleen de tijd in rekening van de tijd dat u de fiets had als huurperiode.

VIRTUAL REALITY

Wij bieden een video-oplossing waar prachtige fietstochten getoond worden over gans Europa.

De fietstochten bieden de gebruiker een plezierige 'hier en nu ervaring'. Deze ervaring kan een dialoog stimuleren met de therapeuten en familieleden.

De video biedt een vorm van welbehagen en is opgenomen aan een aanvaardbaar tempo. Lokale video's kunnen ook gebruikt worden om herinneringen op te halen.

Hoe de fiets te gebruiken

De fiets is eenvoudig te bedienen. Uw fysiotherapeut kan u begeleiden bij het verkrijgen van het meeste uit je oefening. Binnen de eerste 10 seconden zijn de meeste mensen er al weg mee. Het is een oefening. Geen programmering

nodig. Onze gebruikers oefenen meestal ongeveer 2 x 30 min minuten per dag (ochtend / avond) en ervaar een groot welzijn tijdens en na de dagelijkse oefening. De beweging zorgt voor kracht, reduceert spasmen en geeft een gevoel van warmte.

Het display is gemakkelijk te lezen en te bedienen

De ingebouwde display maakt het gemakkelijk om TV kijken of onze videorondleidingen terwijl training

- Het scherm wanneer het is geactiveerd - is Verlicht, wat zorgt voor een gemakkelijke aflezing.
- Grote, gemakkelijk af te lezen cijfers maken het gemakkelijk om de voortgang te controleren.
- Het scherm begint automatisch en gaat uit na 4 min van inactiviteit.

Gemakkelijk te verplaatsen.

De fiets is gemakkelijk te verplaatsen door de ingebouwde wielen

- U kunt hem gemakkelijk rollen op de wielen.
- De wielen hebben kogellagers om ervoor te zorgen dat ze moeiteloos rollen.

Garantie

De fiets heeft een jaar garantie, en een extra twee jaar garantie voor eventuele reserveonderdelen.

De fiets is ontworpen voor frequent gebruik en vereist geen doorlopend onderhoud behalve voor het vervangen van de batterij.

Energieverbruik

De fiets heeft een duurzame accu voor het scherm, dat door de gebruiker kan worden vervangen.

SPECIFICATIES

Kracht: 1xAA batterij 3.6v
Gewicht: Ca. 38 kg
Maximum gebruikers gewicht: ... 120 kg
Garantie: 3 jaar.

Dimensies (HxBxD): 115 x 50 x 75 cm
Computer: 4 modi. (Tijd, afstand, Km, Odo)
Weerstand: 10 levels + draaislot
Accessoires: Beensteunen, klittenband voor voeten

Over LEMCO

Lemco is een Deens bedrijf met een scherpe focus op de individuele behoeften en een oog voor detail. We hebben de perfecte hometrainer gemaakt voor mensen met een lichamelijke handicap en neurologische aandoeningen.

We zijn altijd gefascineerd geweest door hoe vaak betaalbare veranderingen met betrekking tot training een grote impact kunnen hebben op het leven van een individu.

Wij zijn gepassioneerd om oplossingen te ontwikkelen voor mensen met lichamelijke en/of neurologische handicap. Zo willen we hen in staat stellen om veilig te bewegen met een grote impact zowel thuis als in het ziekenhuis-revalidatiecentrum.

Onze fabriek is gevestigd in Denemarken in de prachtige stad Helsingør bij Kronborg Castle. Hier hebben we de fiets ontworpen en ontwikkeld en wordt deze ook geproduceerd. De fiets wordt geleverd met een tevredenheidsgarantie die een 14-daags retourbeleid omvat.

Onze Deense wortels zijn duidelijk zichtbaar in het ontwerp dat in de meeste huizen zal passen als een natuurlijk deel van het interieur.

We zijn experts op het gebied van hometrainers

- + We hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van revalidatie.
- + We zijn gepassioneerd door functionaliteit, design en kwaliteit

Wist je dat ?


99% van de doelgroep gebruikt liever onze fiets dan een gemotoriseerde hometrainer. Probeer het gewoon en je zult overtuigd zijn - het werkt.

*Gebaseerd op 9 jaar ervaring en feedback van gebruikers

Ook verkrijgbaar als **BEDVERSIE**,
geschikt voor alle bedden.



met optioneel een handig ophangrek



THE NEW TRANSATLANTIC ANNIVERSARY BOARD!

Nieuwe innovaties bestaande uit een stabielere kern en duurzaam doek.

30 jaar geleden lanceerden wij het eerste Rollboard in Duitsland. We introduceerden dit op plaatsen waar men veelvuldig patiënten moest verplaatsen: Ziekenhuizen, Radiologie centra en rusthuizen. Sinds zijn uitvinding is het Rollboard steeds zeer succesvol geweest. Onze Jubileum editie is het resultaat van een continue herontwikkeling.



- + Hoogste glijvermogen**
- + Hygiënische, antibacteriële schuifafdekking**
- + Afgeronde randen**
- + Geen schroeven**

Transatlantic Care- Rollboard experts.

Wij waren de eersten die 30 jaar geleden geloofden dat een functioneel transferproduct het werk van de zorgverstrekkers sterk kon verlichten. Het eerste prototype werd geïntroduceerd door Samarit in 1985. In 1986 lanceerden wij de eerste Rollboards op de Duitse markt. Ons Jubileummodel is het resultaat van een continue ontwikkeling en weerspiegelt ons verlangen om marktrelevante producten te ontwikkelen. De extreme stabiele kern met een scheurvaste folie garandeert een zeer comfortabele herpositionering.

Transatlantic Jubileum Board

- Extreem stabiele kern gemaakt uit een polyethylene basis.
- Kan tot 300 kg dragen.
- Zeer eenvoudig te reinigen en dus zeer hygienisch.
- Kan gereinigd worden met alle desinfecteermiddelen.
- Minimale wrijving en zodus een zeer comfortabele verplaatsing.


GLIJLAKENS

Glijlakens voor herpositioneringsmanoeuvres


Deze hoogwaardige herbruikbare glijlakens maken een gemakkelijke lage wrijving en spanningsvrije herpositioneringsmanoeuvres mogelijk. Ze worden geleverd met een handige ophanglus.

Deze kwalitatief hoogstaande glijlakens van Mobimed zijn beschikbaar in diverse afmetingen naar keuze.

- buisvormige glijlakens
- vlakke vellen
- poly-Glide™



- + **Glade en wrijvingsarme afwerking**
- + **Handige ophanglus**
- + **Herbruikbaar**
- + **Kan worden gewassen**



KIRTON GERIATRISCHE PASSIEFZETELS



GE II



Florien II



Omega



1. GE II



De GE II is een totaal nieuwe dynamische zetel ontworpen op basis van bio-mechanische research en ergonomische design principes. De GE II is een dynamische tilt-zetel met een superieure posterieure ondersteuning, een uitzonderlijke positionering en een uitstekend comfort en drukmanagement.

Geschikt bij:

- Algemene rehabilitatie
- Dementie
- Alzheimer
- MS
- Parkinson
- ALS
- Beroerte
- Hersenverlamming



Algemeen gebruik

- Specialisatie en algemene ziekenhuizen,
- Thuiszorg,
- Huisgebruik,
- Voor degenen met risico op decubitis,
- Voor mensen die langdurig moeten zitten,
- Voor mensen die extra ondersteuning en hulp bij het positioneren nodig hebben,
- Voor semi en non ambulante gebruikers.

Kenmerken en voordelen

- Tilt-in-Space en beensteunverhoging gecontroleerd door Regulated Motion technology,
- Elektrisch aangedreven, of Manuele gasdrukveer,
- Ondersteunende rugleuning,
- Unieke laterale steunen,
- Zitcomfort in zitting en rugzijde bevordelijk voor de drukverdeling,
- Voetsteun met voetplaatpositionering,
- Aanpasbare voetplaat in hoogte en hoek,
- Occupant zitvlaklengte kan op maat worden gemaakt,
- Ademende Dartex-stoffering op alle contactoppervlakken,
- Steeds aanpasbaar aan verschillend type bewoners,
- Twee wielopties:
 - 100 mm wielen, geremd langs achter,
 - 315 mm wielen met rembaar.

2. FLORIEN II



Een dynamisch en zeer mobiel zitsysteem, de Florian II zorgt voor meer onafhankelijkheid door een correcte positionering en vergemakkelijkt een ondersteunende en comfortabele zitpositie.

Unieke kenmerken zoals een ergonomisch voorgevormde rugleuning en modern styling maakt van deze zetel een zeer goede oplossing voor een breed publiek van gebruikers en omgevingen.



Geschikt bij:

- Dementie
- Alzheimer
- MS
- Parkinson
- ALS
- Beroerte
- Hersenverlamming

Algemeen gebruik

- Rust en verzorgingstehuizen,
- Algemene verzorging van ouderen,
- Mogelijk tot thuisgebruik,
- Hospices Ziekenhuizen,
- Voor patiënten die zijdelijks transfers maken,
- Algemene verzorgingspatiënten voor semi en non-ambulante gebruikers.

Kenmerken en voordelen

- Tilt in Space positionering met slotfunctie,
- Beensteun verhogingsmogelijkheid,
- Armluiken verwijderbaar voor makkelijke zijdelijks transfer,
- Drie zitlengte opties: 435mm, 460mm en 485 mm,
- Verstelbare integrale hoofdsteun,
- Voorgevormde ergonomische rugleuning,
- Ergonomische duwhendel,
- 25° negatieve beensteun positionering mogelijk,
- Twee wiel opties: 100mm wielen geremd op achterste wielen en grote wielen van 315mm met rembaar.



Duo

De Duo familie van multi-positionerings zitsystemen bevat de Duo Major, de Duo Minor en de Duo Mini. Hun dynamische kenmerken voorzien in een uitstekende positionering en orthostatisch management voor de mensen die riskeren om een onnatuurlijke lichaamshouding te ontwikkelen of het moeilijk hebben om een middenpositie te behouden en additionele support nodig hebben.

3. OMEGA



Een robuuste, duurzame zetel die krachtige bewegingen kan weerstaan en toch een veilige en relaxerende zithouding kan geven. Een voorgevormde rugleuning en zijkanten in contouren geven een optimaal comfort en geeft een goede houding voor activiteiten zoals eten, relaxeren en slapen wat gestimuleerd wordt door een unieke combinatie van rug en zittingmanipulatie.

Geschikt bij:

- Alzheimer
- Huntington
- Opgezwollen armen en benen
- Anti Decubitus
- Hoge graad dementie
- Hoge graad onrustigheid



Kenmerken en voordelen

- Gecombineerd veermechanisme tussen leuningverstelling en variabele zithoek,
- Horizontale en verticale voorgevormde rugzitting die zorgt voor goede stabiliteit,
- Twee rugzithoogtes mogelijk,
- Drie zitbreedtes: 380mm, 430mm en 510mm,
- Drie zitlengte opties: 430mm, 470 en 500mm, (te specificeren bij fabricatie)
- Supportive Reflexion™ foam beensteun,
- Ergonomisch geplaatste duwhendel,
- Vast metalen frame met modulaire rugleuning, arm- en zitcomponenten.

Algemeen gebruik

- Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen,
- Thuisgebruik,
- Voor mensen met de ziekte van Huntington of andere neurologische aandoeningen,
- Voor de algemene verzorger of semi of non ambulante gebruiker,
- Voor mensen die fixatie nodig hebben kan de Omega een fixatieloos alternatief zijn omwille van de zitpositie.





DUOFIETSEN

De PF Side by side zitdriewieler is veel meer dan “gewoon een fiets”. Deze zitdriewieler vertegenwoordigt het ultieme gevoel van vrijheid, wind door je haren en vitaliteit.

De PF Side by side zitdriewieler verrijkt het dagelijkse leven voor mensen met loopproblemen of een lichamelijke beperking.

De bestuurder en de passagier kunnen samen trappen maar de trapfunctie kan voor de passagier ook uitgeschakeld worden zodat deze even uit kan rusten met de voeten op een treeplank of in de voetsteun.

Met dit unieke ontwerp van bestuurder/passagier kunnen mensen met ernstige loopproblemen of een lichamelijke beperking weer genieten van fietsen.

Standaard uitvoering

- 7 versnellingen freewheel
- Handbediende schijfrem op achterwiel
- Parkeerrem
- Differentieel
- Verstelbare zitting en stuur
- Afneembare mandjes
- Slot met 2 sleutels
- Achteruitkijkspiegel
- Zitkussentjes
- Anti-lek banden



De PF DUO Shimano Steps staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en uitstekende prestaties



De PF side by side staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en uitstekende prestaties:

- Makkelijk op te stappen
- Veilig om te rijden
- Comfortabele zittingen die makkelijk voor- en achteruit en in hoogte verstelbaar zijn
- Aangedreven achterwielen d.m.v. een differentieel in de achteras
- Extreem sterke constructie met een lange levensduur van meer dan 10 jaar
- Erkend als een revalidatie hulpmiddel
- Aan te passen aan individuele wensen en behoeften
- Ook leverbaar met Direct Power (geluidsarme) hulpmotor
- Levertijd ca. 4 weken

DUOFIETS

In deze versie werkt de tweepersoonsfiets als twee onafhankelijke fietsen. Bij het fietsen trappen de bestuurder en de passagier onafhankelijk van elkaar en kunnen ze individueel beslissen in welke van de 7 versnellingen aan weerskanten ze willen rijden.

De constructie van de DUO met plaatsen voor een bestuurder en een passagier maken het mogelijk dat zelfs mensen met ernstige loopproblemen of met een ernstige beperking genieten van het fietsen.

DUO ook als Elektrische versie beschikbaar

De DUO is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten zeerste aanraden, en alle modellen kunnen aan uw behoeften worden aangepast.

DUO REHA

Op het DUO REHA model zijn de bestuurder en de passagier afhankelijk van elkaar en rijden ze in dezelfde versnelling. De bestuurder doet de pedalen van de passagier draaien, wat belangrijk is bij de revalidatie van mensen met loopproblemen. Deze functie kunt u echter uitzetten, zodat de passagier tijdens de rit kan uitrusten en niet hoeft mee te draaien.

PF DUO

Het PF Duo model werkt als twee onafhankelijke fietsen. Zowel de bestuurder als de passagier trappen onafhankelijk van elkaar en kunnen individueel beslissen welke van de 7 versnellingen zij willen gebruiken.

Opmerking: GEEN Opstap!

De PF DUO is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten zeerste aanraden. Alle modellen kunnen aan uw behoeften worden aangepast middels diverse accessoires.

PEDELEC- DIRECT POWER

Het Pedelec model is een krachtige zitdriewieler met een Shimano Steps hulpmotor. Deze is alleen actief tijdens het trappen.

Het Pedelec model heeft een sensor die ervoor zorgt dat de elektrische motor alleen ondersteuning geeft wanneer er getrapt wordt.

De minimale actieradius (met volledig opgeladen accu's) bedraagt 20 km. Wanneer men enigszins mee trapt wordt de actieradius normaliter vergroot tot 25 – 30 km, of zelfs groter met ideale (weers)omstandigheden.



Afmetingen PF side by side

- Lengte: 190 cm
- Breedte: 100cm
- Instaphoogte: 17 cm
- Wielmaat: 20 inch
- Belasbaar gewicht: 210 kg

Kleur opties: standaard

De PF Mobility fietsen worden gecoat met een milieuvriendelijke lak.

- Metallic rood
- Metallic Blauw
- Metallic grijs

Duofiets wordt verdeeld door:

Duofiets, Peter Benoitstraat 20, 8800 ROESELARE
info@duofiets.be • www.duofiets.be



MOBIMED[®]

Krommebeekpark 39, 8800 Roeselare-Beveren

T +32 51 43 42 41

M +32 478 96 38 21

F +32 51 24 05 21

www.mobimed.be

info@mobimed.be