



MOBILITEIT/ MOBILITÉ

ROLLATORS - POWERCHAIRS - SCOOTERS - FIETSEN/ VÉLOS - DIVERS



© Mobimed, september 2024. Alle rechten voorbehouden.

Mobimed BV presenteert alle artikelen zo nauwkeurig mogelijk in deze brochure, maar kan niet instaan voor wijzigingen in bepaalde eigenschappen van de producten, ter verbetering van de kwaliteit, beschikbaarheid of om andere redenen. De afbeeldingen, teksten en afmetingen van de artikelen zijn indicatief. Ondanks onze voorzorgen kunnen fouten of weglatingen in de presentatie niet worden uitgesloten. In dit geval, of als gevolg van verkeerd gebruik, kan Mobimed niet verantwoordelijk worden gesteld.

© Mobimed, septembre 2024. Tous droits réservés.

Mobimed BV présente tous articles le plus précis que possible dans cette brochure, mais ne peut pas garantir aucun changement des certaines propriétés des produits, en vue d'améliorer la qualité, la disponibilité ou d'autres raisons. Les images, les textes et les dimensions des articles sont indicatifs. Malgré nos précautions, erreurs ou omissions dans la présentation ne peut pas être exclu. Dans ce cas, ou à cause d'une mauvaise utilisation, Mobimed ne peut pas être tenu responsable.



+32 51 43 42 41



www.mobimed.be



info@mobimed.be



Krommebeekpark 11

8800 Roeselare - Beveren

Belgium

INHOUDSTAFEL/ TABLE DES MATIÈRES

ROLLATORS

PAGE SALJOL INDOOR ROLLATOR	4
SALJOL CARBON ROLLATOR	8
SALJOL ALU ROLLATOR	14

POWERCHAIRS

RIO POWERCHAIR	18
POWERCHAIR PLUS/RAZOO	20
POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY	22
POWERCHAIR LIFT	24
POWERCHAIR RIALTO	26
Y-PUSH	28
MOBISCOOT	32
JOY RIDER	34
SPLIT RIDER	36
SPLIT RIDER ULTRA LIGHT	38
CARBON WHEELCHAIR HC	40
EFOLDI POWER CHAIR	42

SCOOTERS

EFOLDI LITE	44
RASCAL VECTA SPORT	46
VORTEX SCOOTER	50

FIETSEN/ VÉLOS

DUOFIETSEN/ BICYCLETTES DUO	52
DRIEWIELER/ <i>TRICYCLETTE</i>	54

DIVERS

MEINHOLZ	56
MOBI-LIFT	58
ANTIDECUBITUSKUSSEN/ <i>COUSSIN ANTI-ESCARRES</i>	60
SALJOL DOUCHEKRUK/ <i>SALJOL TABOURET DE DOUCHE</i>	64
CIRCULATION STIMULATION THERAPY PAD	68

PAGE SALJOL INDOOR ROLLATOR

De multi-rollator voor binnenshuis.
Le multi-rollator pour l'intérieur.



KENMERKEN

- Bijzonder functioneel door het beukenhouten dienblad
- Dienblad mag ook gebruikt worden als zitting
- Veilig door het geïntegreerde remsysteem
- Extreem stabiel dankzij het stevige en multifunctionele frame (draagvermogen 150 kg)
- Beperkte breedte, kan door smalle deuren
- Uiterst wendbaar omdat alle vier de wielen 360° kunnen draaien (draaicirkel 66cm)
- Uiterst veelzijdig dankzij op maat gemaakte accessoires

CARACTÉRISTIQUES

- *Particulièrement fonctionnel grâce au plateau en bois de hêtre*
- *Le plateau en bois peut aussi être utilisé comme siège*
- *Sûr grâce au système de freinage intégré*
- *Extrêmement stable grâce au cadre robuste et multifonctionnel (capacité de charge de 150 kg)*
- *Largeur limitée, peut passer par des portes étroites*
- *Extrêmement maniable car les quatre roues peuvent pivoter à 360° (rayon de braquage de 66 cm)*
- *Extrêmement polyvalent grâce à des accessoires sur mesure*

ACCESSOIRES



Houdingen bij het lopen en houdingen bij het rechtopstaan in de rollator

Postures lors de la marche et de la station debout dans le rollator




Houdingen bij het lopen en staan in de rollator

Postures lors de la marche et de la station debout à l'extérieur du rollator



Opstaan en gaan zitten

Se lever et s'asseoir





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS SALJOL INDOOR ROLLATOR	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE*
Stoelhoogte/ Hauteur du siège	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Hoogte handvat/ Hauteur de la poignée	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Grootste breedte bodem (wiel)/ Plus grande largeur du fond (roue)	56 cm			68 cm
Grootste breedte bovenkant (handgrepen)/ Largeur maximale du dessus (poignées)	51 cm			65 cm
Afstand tussen de handgrepen/ Distance entre les poignées	43 cm			60 cm
Gewicht rollator/ Poids du rollator	10.4 kg	10.8 kg	11.2 kg	13.4 kg
Gewicht rollator Inex/ Poids du rollator Inex	9.3 kg	9.5 kg	9.7 kg	
Maximale draaglast/ Poids utile	150 kg			200 kg
Hoogte gebruiker/ Hauteur de l'utilisateur	135 - 165 cm	150 - 180 cm	170 - 200 cm	170 - 210 cm
Kleur/ Couleur	 			Antraciet/ Antracite, Ivoorwit/ Blanc ivoire, Inox*
				Antraciet/ Antracite, Ivoorwit/ Blanc ivoire

*Inox versie wordt standaard geleverd met rugsteunkussen/
La version Inex est livrée de série avec un coussin de dossier

*Naast het rugsteunkussen is de XL versie niet compatibel met
de accessoires/ Hormis le coussin de dossier, la version XL n'est pas
compatible avec les accessoires

SALJOL CARBON ROLLATOR

Het veilige ontwerp is klein, licht en intelligent.

La conception secure est petite, légère et intelligente.





Een loophulpmiddel dat er niet zo uitziet. Onze SALJOL Carbon Rollator heeft een dynamisch uiterlijk dat is geïnspireerd op de jaren 50 en bevat geavanceerde functies. Handgrepen van kurk zorgen voor een stevige en veilige grip en een elegante uitstraling. Al uw spullen kunnen worden opgeborgen in de functionele, spatwaterdichte tas die met slechts één hand van het frame te verwijderen is. Met de sleeprem kunt u weerstand op de achterwielen plaatsen, zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk van een lichte helling rijden.

Une aide à la marche qui ne ressemble pas à cela. Notre Rollator SALJOL Carbon a un look dynamique inspiré des années 50 et contient des fonctionnalités avancées. Les poignées en liège offrent une prise ferme et sécurisée et un aspect élégant. Toutes vos affaires peuvent être rangées dans le sac fonctionnel et étanche, qui peut être retiré du cadre d'une seule main. Le frein permet d'opposer une résistance aux roues arrière, ce qui facilite la sortie d'une pente douce, par exemple.





Eén ontwerp – vijf trendy kleuren.
Un design - cinq couleurs tendance.





**DE SALJOL CARBON ROLLATOR IS OP TE VOUWEN
TOT 22 CM EN WEEGT SLECHTS 5.6 KG**

- Twee maten: 54 cm en 62 cm zithoogte
- Sleeprem voor veilig bergafwaarts rijden
- Reflectoren, zodat u zichtbaar bent in het donker
- Tas met veel functies
- Schokabsorberend, dankzij de zachte terreinbanden
- Comfortabele handvatten van kurk
- Een breed scala aan accessoires



**LE ROLLATOR CARBONE SALJOL PEUT ÊTRE PLIÉ
JUSQU'À 22 CM ET NE PÈSE QUE 5.6 KG**

- *Deux tailles : 54 cm et 62 cm de hauteur d'assise*
- *Frein pour une conduite sûre en descente*
- *Des réflecteurs, afin d'être visible dans l'obscurité*
- *Sac avec de nombreuses caractéristiques*
- *Amortir les chocs grâce à des pneus tout terrain souples*
- *Des poignées confortables en liège*
- *Une large gamme d'accessoires*



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS CARBON ROLLATOR	CR 54	CR 62
Aanbevolen voor lichaamslengte/ <i>Recommandé pour la taille du corps</i>	150 - 165 cm	165 cm - 200 cm
Maximaal gewicht gebruiker/ <i>Poids maximale de l'utilisateur</i>	150 kg	150 kg
Gewicht rollator excl. tas/ <i>Poids rollator excl. sac</i>	5.6 kg	5.6 kg
Maximale belasting van de tas/ <i>Charge maximale du sac</i>	5 kg	5 kg
Breedte (open)/ <i>Largeur (ouvert)</i>	61 cm	61 cm
Breedte (gesloten)/ <i>Largeur (fermé)</i>	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ <i>Largeur du siège</i>	45 cm	45 cm
Zithoogte/ <i>Hauteur du siège</i>	54 cm	62 cm
Minimale-maximale greephoogte/ <i>Hauteur minimale-maximale de la poignée</i>	76 - 88 cm	81 - 103 cm
Kleur/ <i>Couleur</i>	 British Racing Green, Midnight Blue, Matt Black, Copper Red, Pure Gold	

ACCESOIRES

1. Magnetische wandelstokhouder/
Support magnétique
pour canne à pied



2. Bel/ Bell



3. Vaste zitting/ Siège fixe



4. Reistas/
Sac de voyage



5. Extra wandelstokhouder/
Porte-bâton supplémentaire



6. Paraplu/ Parapluie



7. Designer tas JOST (zwart of
luipaardprint)/ Sac design JOST
(noir ou léopard)



8. Zwarte tas/
Sac noir



9. Verstelbare rugleuning/
Dossier réglable



10. Dienblad van beukenhout/
Plateau en bois de hêtre



11. Sleeprem/ Frein d'usure
→ Upgrade voor de ALU rollator/
Upgrade pour le rollator ALU



SALJOL ALU ROLLATOR

Extra licht en handig aluminium ontwerp!

Design aluminium extra léger et maniable!

De nieuwe aluminium crossover rollator is een echte allrounder die in de stad punten scoort omdat hij wendbaar en licht is en op het platteland indruk maakt met zijn terreinvaardigheden. Als het een auto was geworden, zou het een SUV zijn.

Le nouveau rollator crossover en aluminium est un véritable multitalent qui marque des points en ville grâce à sa maniabilité et à sa légèreté, et qui impressionne à la campagne grâce à ses compétences tout-terrain. S'il était devenu une voiture, ce serait un SUV.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS ALUMINIUM ROLLATOR (M-1033)	AR 62	AR 54
Maximaal gewicht gebruiker/ Poids maximale de l'utilisateur	150 kg	150 kg
Maximale belasting van de tas/ Charge maximale du sac	5 kg	5 kg
Breedte (open)/ Largeur (ouvert)	61 cm	61 cm
Breedte (gesloten)/ Largeur (fermé)	21 cm	21 cm
Breedte zitvlak/ Largeur du siège	46 cm	46 cm
Zithoogte/ Hauteur du siège	62 cm	54 cm
Minimale-maximale greephoogte/ Hauteur minimale-maximale de la poignée	81 - 103 cm	78 - 88 cm
Totaal gewicht zonder netzak/ Poids total sans sac	6.4 kg	6.3 kg
Kleur/ Couleur	 Magic Black, Pearl Grey, Barolo Red, Forest Green	



SALIOLO

WORLDWIDE



→ VOORBEELD EENHANDIGE REM/
EXEMPLE DE FREIN D'UNE SEULE MAIN



ACCESOIRES → P. 13

KENMERKEN

- Wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren
- Geschuimde, schokabsorberende all-terrain banden
- Meer rijcomfort dankzij extra grote voorwielen
- Totaal gewicht slechts 6.4 kg
- Convertibel van standaard tweehandige rem naar eenhandige gelijktijdige rem

CARACTÉRISTIQUES

- *Agile et facile à manoeuvrer*
- *Pneus tout-terrain moussés et absorbant les chocs*
- *Plus de confort de conduite grâce aux roues avant extra-larges*
- *Poids total de seulement 6,4 kg*
- *Convertible du frein standard à deux mains au frein simultané à une main*



→ SALJOL ALU ROLLATOR
MAGIC BLACK
PEARL GREY
BAROLO RED (LIMITED ED.)
FOREST GREEN (LIMITED ED.)

RIO POWERCHAIR

Compacte elektrische stoelen.
Fauteuils électriques compacts.

De Rascal Rio is een moderne en stijlvolle powerchair die ideaal is voor gebruik binnen en buiten. De superlichte draagbare elektrische stoel is eenvoudig te demonteren, waardoor het de perfecte keuze is voor transport en opslag in kleine ruimtes. De juiste zitpositie voor u is eenvoudig in te stellen met volledig verstelbare armleuningen, zithoogte en joystick.

Le Rascal Rio est un fauteuil électrique moderne et élégant idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Le fauteuil électrique portable super léger se démonte facilement, ce qui en fait le choix idéal pour le transport et le stockage dans des espaces réduits. Le réglage de la position d'assise est simple grâce aux accoudoirs, à la hauteur d'assise et au joystick entièrement réglables.



→ **MOGELIJK ACCESSOIRE: TAS ARMLEUNING**
→ **ACCESSOIRE POSSIBLE: SAC D'ACCOUDOIR**



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RIO POWERCHAIR (M-2011)
Type klasse/ <i>Type classe</i>	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ <i>Dimensions générales (lo x la x h)</i>	88 x 55 x 90 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / <i>Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)</i>	68.5 x 55 x 80 cm
Hoogte vloer → zitting/ <i>Hauteur sol → siège</i>	50.8 → 55.8 cm
Zitbreedte/ <i>Largeur du siège</i>	47.5 cm
Zitdiepte/ <i>Profondeur du siège</i>	43.1 cm
Totaal gewicht incl batterij/ <i>Poids totale avec batteries</i>	44.6 kg
Maximale draaglast/ <i>Charge utile maximale</i>	113 kg
Batterij/ <i>Batteries</i>	12 V / 14 Ah x 2
Maximale snelheid/ <i>Vitesse maximale</i>	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ <i>Garde au sol</i>	1.3 cm
Actieradius/ <i>Autonomie</i>	13 km
Maximale hellingsgraad/ <i>Inclinaison maximale</i>	6°
Maximale drempelhoogte/ <i>Hauteur du seuil maximale</i>	2.5 cm
Draaicirkel/ <i>Rayon de braquage</i>	106 cm
Kleur/ <i>Couleur</i>	Wit/ <i>Blanc</i>

POWERCHAIR PLUS/RAZOO

Powerchair met een grote, comfortabele en draaibare stoel. Makkelijk transporteerbaar.

Powerchair avec une chaise grande, confortable et pivotante. Facilement transportable.



ACCESSOIRES



KENMERKEN

- Transport via gewone wagen
- Opklapbare, volledig verstelbare armsteunen
- Wegdraaibare joystick
- Verplaatsbare accubak
- Handige joystick oplaadpoort
- Stevige banden rondom
- Comfortabele, draaibare stoel
- Opklapbare voetplaat
- Mogelijke accessoires: zak voor armsteun, zak voor zuurstoffles, krukhouder, voetsteunen, beensteunen

CARACTÉRISTIQUES

- *Transportable en voiture*
- *Accoudoirs repliables et entièrement réglables*
- *Manette de commande pivotante*
- *Boîtier de batterie mobile*
- *Port de charge pratique pour le joystick*
- *Siège confortable et pivotant*
- *Repose-pieds pliable*
- *Accessoires possibles : pochette pour accoudoir, pochette pour bouteille d'oxygène, support pour béquilles, repose-pieds, supports de jambes.*

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR PLUS/ RAZOO (M-2013)
Algemene dimensies (l x b x h) / Dimensions générales (lo x la x h)	89.6 x 58.2 x 115 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	65.6 x 58.2 x 79 cm
Maximale draaglast / Poids utile	136 kg
Batterij / Batteries	12 V / 14 Ah x 2
Maximale snelheid / Vitesse maximale	6 km/u
Actieradius / Autonomie	11 km*
Draaicirkel / Rayon de braquage	97 cm
Maximale hellingsgraad / Inclinaison maximale	6°
Maximale drempelhoogte / Hauteur du seuil maximale	4 cm

* Bereik met een volle batterij op vlakke grond
 * La gamme avec une batterie pleine sur terrain plat

POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY

Uw nieuwe route naar onafhankelijkheid.

Votre nouvelle route vers l'indépendance.






→ VOLLEDIGE VERING/ SUSPENSION TOTALE



→ ZWENKBARE JOYSTICK/ JOYSTICK PIVOTANT

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR MIDWHEEL RYLEY (M-2018)
Type klasse/ Type classe	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	108 x 61 x 116.5 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	82 x 61 x 69 cm
Hoogte vloer → zitting/ Hauteur sol → siège	52 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	47.5 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	48 cm
Totaal gewicht incl batterij/ Poids totale avec batteries	81.2 kg
Maximale draaglast/ Poids utile	136 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 35 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	5 cm
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	5 cm
Actieradius/ Autonomie	21-35 km Afhankelijk van gebruikersgewicht en ondergrond/ Selon le poids de l'utilisateur et la surface
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6°
Draaicirkel/ Rayon de braquage	118 cm
Kleur/ Couleur	 Green Lightning, Orange Sunset
Mogelijke accessoires: voetsteunen of beensteunen in plaats van voetplaat, begeleidersbediening, tas voor arMLEuning, zuurstoflesrugzak, krukhouder en rugzak/ Accessoires possibles : repose-pieds ou supports de jambes au lieu du repose-pieds, commande d'accompagnement, sac d'accoudoir, sac à dos pour bouteille d'oxygène, porte-béquilles et sac à dos.	

POWERCHAIR RHYTHM LIFT

Powerchair met zetel met liftfunctie.

Powerchair avec siège avec fonction lift.

De Powerchair LIFT biedt flexibiliteit aan de gebruiker, inclusief een dubbele richtingsmogelijkheid met een draaibare zetel. Door de voorwielaandrijving is de Powerchair Lift goed manoeuvreerbaar binnenhuis. De achterwielaandrijving zorgt dan weer voor extra grip buitenhuis. → Optionele zetel met liftfunctie

Le fauteuil électrique LIFT offre une grande flexibilité à l'utilisateur, y compris une option bidirectionnelle avec un siège pivotant. La roue avant motrice rend le fauteuil électrique LIFT facile à manoeuvrer à l'intérieur. En revanche, la roue arrière motrice offre une meilleure adhérence à l'extérieur. → Siège optionelle avec fonction lift

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR LIFT P312 (M-2014)
Type klasse/ Type classe	B/2 - A1
Algemene dimensies (l x b x h) / Dimensions générales (lo x la x h)	105.2 x 61.6 x 115.8 cm
Dimensies met zitting en voetplaat opgevouwen (l x b x h) / Dimensions avec le siège et le repose-pieds repliés (lo x la x h)	76.3 x 61.6 x 82 cm
Hoogte vloer → zitting / Hauteur sol → siège	57 → 69.5 cm
Zitbreedte / Largeur du siège	48.3 cm
Zitdiepte / Profondeur du siège	48.7 cm
Totaal gewicht incl batterij / Poids totale avec batteries	98.1 kg
Maximale draaglast / Poids utile	159 kg
Batterij / Batteries	12 V / 50 Ah x 2
Maximale snelheid / Vitesse maximale	6.4 - 5 km/u
Bodemvrijheid / Garde au sol	4 cm
Maximale drempelhoogte / Hauteur du seuil maximale	5 cm
Actieradius / Autonomie*	16 km
Maximale hellingsgraad / Inclinaison maximale	6° - 3°
Draaicirkel / Rayon de braquage	118 cm
Kleur / Couleur	Wit / Blanc
Mogelijke accessoires: voetsteunen of beensteunen in plaats van voetplaat, begeleidersbediening / Accessoires possibles : repose-pieds ou supports de jambes au lieu du repose-pieds, commande d'accompagnement	

* Bereik met een volle batterij op vlakke grond


* La gamme avec une batterie pleine sur terrain plat



POWERCHAIR RIALTO

De Rialto is een uitstekend voorstel voor persoonlijk vervoer en overbrugt de kloof tussen high-end en basis elektrische stoelen.

Excellente proposition pour le transport personnel, le Rialto comble le fossé entre les sièges électriques haut de gamme et les sièges électriques de base.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	POWERCHAIR RIALTO (M-2017)
Type klasse/ Type classe	B/2
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	109 x 62.4 x 98 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	46 of/ ou 51 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	39.5, 42 of/ ou 45.5 cm
Kantelhoek stoel/ Angle d'inclinaison du siège	3°, 6°, 9°
Hoek rugleuning/ Angle du dossier	95°, 105°, 115°
Maximale draaglast/ Poids utile	136 kg
Batterij/ Batteries	12 V / 35 Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	5 cm
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	5 cm
Actieradius/ Autonomie	21-35 km Afhankelijk van gebruikersgewicht en ondergrond/ Selon le poids de l'utilisateur et la surface
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	6°
Draaicirkel/ Rayon de braquage	1.18 m
Kleur/ Couleur	 Green Lighting, Sunset Orange



KENMERKEN

- Crash tested volgens ISO 7176-19
- Aanpasbaar zitsysteem
- Zitkussen inbegrepen
- Wegzwenkbare beensteunen
- Spanning van rugleuning kan aangepast worden
- Vering en volle banden
- Wegdraaibare joystick
- Aanpasbare zitdiepte, leaning en Tilt-hoek

CARACTÉRISTIQUES

- *Testé en collision selon la norme ISO 7176-19*
- *Système d'assise réglable*
- *Coussin d'assise inclus*
- *Supports de jambes pivotants*
- *Tension du dossier réglable*
- *Suspension et pneus pleins*
- *Manette de commande pivotante*
- *Profondeur d'assise, inclinaison et angle de basculement réglables*

Y-PUSH

Verzorger bediende elektrische rolstoel.

Fauteuil roulant électrique commandé par un soignant.

Deze unieke, door de verzorger bediende elektrische rolstoel (PAWC) is bevrijdend en geeft zowel de inzittende als de verzorger meer mogelijkheden. De elektrische aandrijving en besturing zijn naadloos geïntegreerd met de handmatige modus voor een intuïtieve en zeer flexibele gebruikerservaring. Ideaal voor buitenactiviteiten

Ce fauteuil roulant électrique unique, commandé par le soignant, est libérateur et donne des moyens d'action à la fois à l'occupant et au soignant. L'entraînement et la commande électriques sont parfaitement intégrés au mode manuel pour une expérience utilisateur intuitive et très flexible. Idéal pour les activités extérieures.

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	Y-PUSH (M-2025)
Algemene dimensies (l x b x h)/ Dimensions générales (lo x la x h)	101 x 63 x 94.5 cm
Dimensies gevouwen (l x b x h)/ Dimensions pliées (lo x la x h)	71.5 x 34 x 72 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	46 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	39.5 cm
Motor/ Moteur	24 V/ 250 W
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	23.5 kg
Gewicht accu/ Poids batterie	1.3 kg
Maximale draaglast/ Poids utile	100 kg
Batterij/ Batteries	Li-Ion 36 V/ 5 Ah/ 180 Wh IATA
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6.4 km/u
Actieradius/ Autonomie	Tot 8 km per accu Jusqu'à 8 km par batterie
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	12°
Draaibreedte/ Largeur de braquage	1.25 m
Kleur/ Couleur	● Grafietgrijs Metaal/ Graphite Gray Metal









KENMERKEN

- Naadloze aandrijving
- Vermindert vermoeidheid
- Supersnel op te zetten
- Makkelijk draagbaar
- Lichtgewicht ontwerp ($\pm 20\text{kg}$)
- Duwen of rijden
- Dubbele aandrijving - manuele en elektrische modi
- Geïntegreerde motoren in achterwielen met ultra-koppel
- E-turn stuurbeveiliging: gemakkelijk te manoeuvreren
- Automatisch remmen met dubbele schijf
- Ontvouwen en gaan in 60 seconden
- Dubbel anti-kantelsysteem: Elektronische en mechanische anti-tip systemen beschermen tegen kantelen
- Luchtvaartmaatschappij en cruise lijncompatibel
- Lekkrije banden
- Lichtgewicht: Superlicht en ultra-draagbaar
- Lichtgewicht snel laadbatterij: State-of-the-art Lithium batterij technologie - snel op te laden
- Standaard geleverd met 1 batterij, extra batterij mogelijk
- USB - opladen en stroomvoorziening accessoires aan boord: Laad en gebruik uw accessoires in beweging.
- Bewoner sensorsysteem: Vermijdt onbedoeld gebruik
- Volledig getest en conform: Klasse 1 medische hulpmiddelen
- Wegklapbare voetsteunen: Verbeterde toegang

CARACTÉRISTIQUES

- *Conduite continue*
- *Réduit la fatigue*
- *Installation très rapide*
- *Facilement portable*
- *Conception légère ($\pm 20\text{kg}$)*
- *Pousser ou conduire*
- *Double entraînement - modes manuel et électrique*
- *Moteurs intégrés dans les roues arrière à couple élevé*
- *Direction assistée E-turn : facile à manoeuvrer*
- *Freinage automatique à double disque*
- *Déplier et partir en 60 secondes*
- *Double système anti-basculement : les systèmes électronique et mécanique anti-basculement protègent contre le basculement.*
- *Compatible avec les compagnies aériennes et les compagnies de croisière*
- *Pneus étanches*
- *Léger : Super léger et ultra-portable*
- *Batterie légère à charge rapide : technologie de pointe en matière de batterie au lithium charge rapide.*
- *Fourni avec 1 pile en standard, possibilité d'ajouter une pile supplémentaire*
- *USB - accessoires de chargement et d'alimentation à bord : chargez et utilisez vos accessoires en déplacement. Système de détection des occupants : évite toute utilisation involontaire*
- *Entièrement testé et conforme : dispositifs médicaux de classe 1*
- *Repose-pieds pivotants : Amélioration de l'accès*

POWERCHAIR MOBISCOOT

Plooibare elektrorolstoel.

Fauteuil roulant électrique pliable.



1461SE



1463SE



KENMERKEN

- Ultralichte aluminium rolstoel die plooibaar is
- Veilig en makkelijk transporteerbaar
- Compact plooibaar
- Zeer compact: 58cm of 61cm doorsnede

CARACTÉRISTIQUES

- *Fauteuil roulant en aluminium ultra-léger et pliable*
- *Sûr et facile à transporter*
- *Compact et pliable*
- *Très compact : 58cm ou 61cm de diamètre*



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS MOBISCOOT	1461 SE (M-2021)	1463 SE (M-2022)	1463 XL SE (M-2038)
Afmetingen open (l x b x h) / Dimensions dépliés (lo x la x h)	98.5 x 61 x 93.5 cm	96 x 58 x 93 cm	
Zitbreedte/ Largeur du siège	40 cm	47 cm	54 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	40 cm	43 cm	
Motor/ Moteur	24 V/ 180 W	24 V/ 250 W	
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	23 kg	26.5 kg	
Maximale draaglast/ Poids utile	120 kg	180 kg	
Batterijspanning/ Tension batterie	2 x 24 V/ 6 Ah		
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/u		
Actieradius/ Autonomie	25 km		
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	12°		
Draaibreedte/ Largeur de braquage	85 cm		
Kleur/ Couleur	Grijs/ Gris		
Mogelijke accessoires: beensteunen, hoofdsteun, bevestiging rugleuning joystick voor begeleider, tas aan de armleuning, rugzak en reistas/ Accessoires possibles : repose-jambes, appuie-tête, fixation de la manette du dossier pour l'accompagnateur, sac sur l'accoudoir, sac à dos et sac de voyage.			


JOY RIDER

De joystick die u overal heen brengt!

Le joystick électrique qui vous emmène partout!

De gemotoriseerde rolstoel Joy Rider is een nieuwe gepatenteerde innovatie. Licht en compact, u kan hem overal meenemen. Hij is makkelijk bestuurbaar door zijn lichte joystick. De Joyrider plooit in 3 seconden en neemt zeer weinig plaats in.

Le fauteuil roulant motorisé Joy Rider est une toute nouvelle invention brevetée. Léger et compact, vous l'emmènerez partout. Il est d'une maniabilité exceptionnelle grâce à la sensibilité tout en maîtrise de son joystick. Le Joyrider se plie en 3 secondes et prend très peu de place.



OPTIES/ OPTIONS



→ OPHANGREK
SUPPORT DE SUSPENSION



→ BEGELEIDERSBESTURINGSHANDVATEN/
GUIDES DES POIGNÉES DE CONTRÔLE

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	JOY RIDER (M-2020)
Afmetingen open (l x b x h) / Dimensions dépliés (lo x la x h)	83 x 64 x 91 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h) / Dimensions pliés (lo x la x h)	112 x 64 x 32 cm
Gewicht (incl. batterijen) / Poids (incl. batteries)	22.6 kg
Gewicht (excl. batterijen) / Poids (excl. batteries)	20.8 kg
Maximale draaglast / Poids utile	115 kg
Maximale snelheid / Vitesse maximale	6 km/u
Actieradius / Autonomie	16 km
Maximale hellingsgraad / Inclinaison maximale	12°
Draaicirkel / Rayon de braquage	85 cm
Mogelijke accessoires: ophangrek, begeleidersbesturing, oplaadadapter, rugleuning tas, beschermhoes, krukhouder en stokhouder / Accessoires possibles : support de suspension, télécommande, adaptateur de charge, sac de dossier, housse de protection, porte-béquilles et porte-cannes	

SPLIT RIDER

Opvouwbare elektrische rolstoel!

Fauteuil roulant électrique pliable!

De Split Rider bestaat uit 2 delen, waardoor hij helemaal opgevouwen kan worden en eenvoudig in- en uit elkaar te halen is. Hij is dus heel gemakkelijk mee te nemen. De rolstoel is bedienbaar met een joystick en kan daarvoor als alternatief voor een opvouwbare scootmobiel gebruikt worden.

Le Split Rider se compose de deux parties, il peut donc être entièrement plié et est facile à mettre en place et à démonter. Il est donc très facile à emporter avec vous. Le fauteuil roulant peut être manœuvré à l'aide d'un joystick et peut donc être utilisé comme alternative à un scooter de mobilité pliable.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	SPLIT RIDER (M-2023)
Afmetingen open (l x b x h) / Dimensions dépliés (lo x la x h)	86 x 64 x 91 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h) / Dimensions pliés (lo x la x h)	112 x 64 x 32 cm
Gewicht (incl. batterijen) / Poids (incl. batteries)	22.9 kg
Gewicht bovenstel / Poids du châssis supérieure	9 kg
Gewicht onderstel / Poids du châssis	12.2 kg
Maximale draaglast / Poids utile	115 kg
Maximale snelheid / Vitesse maximale	6 km/u
Draaicirkel / Rayon de braquage	85 cm
Kleur / Couleur	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Grijs/Gris, Zwart/ Noir

Mogelijke accessoires: ophangrek, begeleidersbesturing, oplaadadapter, rugleuning tas, beschermhoes, krukhouder en stokhouder / Accessoires possibles : support de suspension, télécommande, adaptateur de charge, sac de dossier, housse de protection, porte-béquilles et porte-cannes

→ SPLITRIDER
BLACK EDITION (M-2023A)



DE SPLITRIDER IS GEMAKKELIJK OP TE VOUWEN EN KAN IN TWEE DELEN WORDEN GESPLITS, IDEAAL OM MEE TE NEMEN IN DE AUTO OF HET VLIEGTUIG!

LE SPLITRIDER EST FACILE À PLIER ET PEUT ÊTRE DIVISÉ EN DEUX PARTIES, IDÉAL POUR L'EMPORTER EN VOITURE OU EN AVION!


SPLIT RIDER ULTRA LIGHT

Met een nog lichter design!

Un design encore plus léger!

De Split Rider bestaat uit 2 delen, waardoor hij helemaal opgevouwen kan worden en eenvoudig in- en uit elkaar te halen is. Dankzij het nieuwe, lichte design is deze dus nog makkelijker mee te nemen! De rolstoel is bedienbaar met een joystick en kan daardoor als alternatief voor een opvouwbaar scootmobiel gebruikt worden. De Split Rider Ultra Light

Le Split Rider se compose de deux parties, il peut donc être entièrement plié et est facile à mettre en place et à démonter. Grâce à sa nouvelle conception légère, il est encore plus facile à emporter ! Le fauteuil roulant peut être manœuvré à l'aide d'un joystick et peut donc être utilisé comme alternative à un scooter de mobilité pliable.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	SPLIT RIDER ULTRA LIGHT
Afmetingen open (l x b x h) / Dimensions dépliés (lo x la x h)	88 x 59.7 x 91 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h) / Dimensions pliés (lo x la x h)	112.9 x 65 x 30 cm
Gewicht (incl. batterijen) / Poids (incl. batteries)	18 kg
Gewicht bovenstel / Poids du châssis supérieure	8.6 kg
Gewicht onderstel / Poids du châssis	7.6 kg
Maximale draaglast / Poids utile	115 kg
Maximale snelheid / Vitesse maximale	6 km/u
Draaicirkel / Rayon de braquage	90 cm
Actieradius / Rayon d'action	15 km
Hoogte zitvlak / Hauteur d'assise	48 cm
Afmetingen zitvlak (b x d) / dimensions du siège (la x pro)	49 x 41 cm
Maximale helling / Pente maximale	10°

SPLIT RIDER



CARBON WHEELCHAIR HC - HYPERLIGHT





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	CARBON WHEELCHAIR HC - HYPERLIGHT (M-2039)
Afmetingen open (l x b x h)/ Dimensions dépliés (lo x la x h)	87.5 x 66.5 x 92 cm
Zitbreedte/ Largeur du siège	42 cm
Zitdiepte/ Profondeur du siège	43 cm
Motor/ Moteur	180W x 2pcs
Controlle/ Commande	DC 24V 2A, 100-220VAC, 50-60Hz
Gewicht (excl. batterijen)/ Poids (hors batterie)	18 kg
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	21 kg
Lithium batterijen/ Lithium batteries	24V 6Ah x 2pc
Maximale draaglast/ Poids utile	160 kg
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	6 km/u
Actieradius/ Autonomie	25 km
Voorwielen/ Roues avant	7" PU massieve banden/ Pneus pleins en PU de 7 pouces
Achterwielen/ Roues arrières	8" PU massieve banden/ Pneus pleins en PU de 8 pouces
Mogelijke accessoires: beensteunen, hoofdsteun, bevestiging rugleuning joystick voor begeleider, tas aan de arMLEuning, rugzak en reistas/ Accessoires possibles : repose-jambes, appuie-tête, fixation de la manette du dossier pour l'accompagnateur, sac sur l'accoudoir, sac à dos et sac de voyage.	

EFOLDI POWER CHAIR



Beschikt standaard over een derdebegeleidersbesturing!

Dispose d'une commande tierce partie standard !



De eFOLDi Power Chair is ultralicht, comfortabel en veilig . Deze opvouwbare elektrische rolstoel is ideaal voor dagelijks gebruik en weegt slechts 17 kg. In een paar seconden op- en uitvouwen maakt reizen flexibeler dan ooit. Een groot voordeel van deze Power Chair is de standaard aanwezige derdebegeleidersbesturing. Perfect voor ultiem gemak en controle!

Le fauteuil électrique eFOLDi est ultra-léger, confortable et sûr. Ce fauteuil roulant électrique pliable est idéal pour un usage quotidien et ne pèse que 17 kg. Le pliage et le dépliage en quelques secondes rendent les déplacements plus flexibles que jamais. Le grand avantage de ce fauteuil électrique est qu'il est équipé d'une commande tierce partie standard. Parfait pour une commodité et un contrôle ultimes !



→ MET JOYSTICK
→ AVEC JOYSTICK

SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	EFOLDI POWER CHAIR
Materiaal frame/ matériau du cadre	Magnesiumlegering/ alliage de magnésium
Afmetingen open (l x b x h)/ Dimensions dépliés (lo x la x h)	96 x 58 x 92 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h)/ Dimensions pliés (lo x la x h)	34 x 58 x 92 cm
Hoogte zitvlak/ Hauteur d'assise	48 cm
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	17 kg
Gewicht (excl. batterijen)/ Poids (excl. batteries)	15 kg
Snelheid/ Vitesse	6 km/u/ 6 km/h
Maximale draaglast/ Poids utile	135 kg
Actieradius/ Rayon d'action	13 km

EFOLDI LITE

Slechts 17 kg, de lichtste in zijn categorie!
Seulement 17 kg, le plus léger de sa catégorie!



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	EFOLDI LITE
Materiaal frame/ matériau du cadre	Magnesiumlegering/ alliage de magnésium
Afmetingen open (l x b x h)/ Dimensions dépliés (lo x la x h)	117 x 55 x 94 cm
Afmetingen opgeplooid (l x b x h)/ Dimensions pliés (lo x la x h)	65 x 55 x 37 cm
Hoogte zitvlak/ Hauteur d'assise	51 cm
Hoogte voetsteun/ Hauteur repose-pieds	12 cm
Gewicht (incl. batterijen)/ Poids (incl. batteries)	17 kg
Gewicht (excl. batterijen)/ Poids (excl. batteries)	15 kg
Snelheid/ Vitesse	6 km/u/ 6 km/h
Maximale draaglast/ Poids utile	120 kg
Actieradius/ Rayon d'action	16 km

De eFOLDi Lite is een van de lichtste en meest compacte opvouwbare scootmobielen. Met slechts 17 kg en goedgekeurd voor vliegreizen is hij de ideale, superlichte reisgenoot voor mensen met beperkte mobiliteit. Vrijheid en gemak, altijd en overal!

L'eFOLDi Lite est l'un des scooters de mobilité pliants les plus légers et les plus compacts. Avec seulement 17 kg et approuvé pour les voyages en avion, il est le compagnon de voyage idéal et super léger pour les personnes à mobilité réduite. Liberté et commodité, à tout moment, n'importe où !




RASCAL VECTA SPORT

Scherp design en rotsvaste kwaliteit maken van deze scooter een moderne klassieker.

Un design pointu et une qualité à toute épreuve font de ce scooter un classique moderne.





SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	RASCAL VECTA SPORT (M-2001)
Type klasse/ Type classe	C/3
Totale lengte/ Longueur totale	132 cm
Totale breedte/ Largeur totale	60 cm
Type zetel/ Type de siège	Draaibaar, verstelbaar in hoogte en naar voor en achter/ Pivotant, réglable en hauteur et en avant et en arrière
Maximale draaglast/ Poids utile	160 kg
Batterijcapaciteit/ Capacité des batteries	12V/ 50Ah x 2
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	15 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	Naafrem/ Frein de moyeu
Actieradius/ Autonomie	44 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	10°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	10 cm
Draaicirkel/ Rayon de braquage	347 cm
Draaibreedte/ Largeur de braquage	170 cm
Kleur/ Couleur	 Rood/ Rouge Cobalt blauw/ Blue cobalt



ACCESOIRES

Assortiment accessoires om uw scooter of elektrische stoel aan te passen aan uw levensstijl.

Gamme d'accessoires pour personnaliser votre scooter ou votre fauteuil électrique en fonction de votre style de vie.

1. Top box (M-2003)



2. Krukhouder/ Porte cannes (M-2004)



3. Weervercover/ Protection pour dashboard (M-2005)



4. Armsteun-opbergzak/ Sac pour accoudeoir (M-2002)



5. Zuurstoffhouder zak/ Sac pour bouteille d'oxygène (M-2009)



6. Mobility Bag incl. stokhouder, zwart/ Sac de mobilité avec porte-bâton, noir (M-2007)



7. Mobility Bag Fluo versie/ Sac de mobilité version Fluo (M-2008)




VORTEX SCOOTER

Scooter ontworpen voor optimale manoeuvreerbaarheid en bruikbaarheid, in een stijlvol, veelzijdig ontwerp.

Scooter conçu pour une manoeuvrabilité et une facilité d'utilisation optimales, dans un design élégant et polyvalent.



SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	VORTEX SCOOTER (M-2001A)
Type klasse/ Type classe	C/3
Totale lengte/ Longueur totale	146 cm
Totale breedte/ Largeur totale	65 cm
Maximale draaglast/ Poids utile	180kg
Maximale snelheid/ Vitesse maximale	15 km/u
Bodemvrijheid/ Garde au sol	14 cm
Actieradius/ Autonomie	41 km
Maximale hellingsgraad/ Inclinaison maximale	10°
Maximale drempelhoogte/ Hauteur du seuil maximale	10 cm
Draaicirkel/ Rayon de braquage	220 cm
Draaibreedte/ Largeur de braquage	400 cm
Wieldiameter/ Diamètre de la roue	34 cm
Verlichting/ Éclairage	LED
Kleur/ Couleur	 Titanium blauw/ Bleu titane Metallic heater paars/ Violet bruyere métallique

KENMERKEN

- Robuust & solide
- Draaibare stoel
- Max Grip sperdifferentieel versnellingsbak
- Run flat banden
- Heldere LED koplampen
- USB-poort voor het opladen van een mobiele telefoon

CARACTÉRISTIQUES

- Robustesse et solidité
- Siège pivotant
- Boîte de vitesses à différentiel à glissement limité Max Grip
- Pneus runflat
- Phares LED brillants
- Port USB pour charger un téléphone portable



DUOFIETSEN

Veel meer dan een fiets voor twee.

- Makkelijk op te stappen en veilig om te rijden
- Comfortabele zittingen die makkelijk voor- en achteruit en in hoogte verstelbaar zijn
- Aangedreven achterwielen d.m.v. een differentieel in de achteras
- Extreem sterke constructie met een lange levensduur van meer dan 10 jaar
- Erkend als een revalidatiehulpmiddel
- Aan te passen aan individuele wensen en behoeften
- Ook leverbaar met Direct Power (geluidsarme) hulpmotor
- Levertijd ca. 4 weken

BICYCLETTES DUO

Beaucoup plus qu'une bicyclette à deux.

- *Facilement accessible et facile à rouler*
- *Sièges confortables et adaptables en hauteur et en avant et arrière*
- *Différentiel dans l'axe arrière*
- *Construction extrêmement solide avec une durée de vie de plus de 10 ans*
- *Reconnait comme aide de réalisation*
- *Adaptable a vos désirs individuelles et demandes*
- *Aussi livrable avec Direct Power propulsion (sans son)*
- *Délai de livraison 4 semaines*





DRIEWIELER/ TRICYCLETTE VIKTOR (POWER MPF) & VIKTORIA (POWER MPF)

Een driewieler betekent meer vrijheid om je te verplaatsen, in je eigen tempo, in je eigen tijd. Een driewieler biedt u een hoge mate van veiligheid en comfort. Overal naar toe zonder zorgen. Let niet op stoepranden of hobbels - je overwint bijna elk obstakel, soms zelfs veiliger dan op de fiets. Viktor en Viktoria Power MPF heeft een elektrisch ondersteunde motor, die het trappen makkelijker maakt.

Un tricycle signifie plus de liberté pour se déplacer, à son propre rythme, à son propre temps. Un tricycle vous offre un haut degré de sécurité et de confort. Allez partout sans vous inquiéter. Peu importe les bordures de trottoir ou les bosses, vous franchissez presque tous les obstacles, parfois même plus sûrement qu'à vélo. Viktor et Viktoria Power MPF est équipé d'un moteur électrique à assistance électrique, ce qui permet de pédaler plus facilement.

KENMERKEN

- Modern gebruiksvriendelijk ontwerp voor gemakkelijke toegang en veilig fietsen
- Lage instaphoogte
- Gebouwd uit kwaliteitsonderdelen
- Gemakkelijk te trappen
- Gemakkelijk en veilig rijden over de stoepranden

CARACTÉRISTIQUES

- *Conception moderne et conviviale pour un accès facile et un cyclisme en sécurité*
- *Hauteur d'accès bas*
- *Construit avec des composants de qualité*
- *Facile à pédaler*
- *Conduite facile et en toute sécurité sur les trottoirs*



VIKTORIA

VIKTOR

VIKTORIA POWER MPF


VIKTOR POWER MPF


SPECIFICATIES/ SPÉCIFICATIONS	VIKTORIA (M-2052)	VIKTOR (M-2053)	VIKTORIA POWER MPF	VIKTOR POWER MPF
Instap hoogte/ Hauteur de l'entrée	19 cm	16.5 cm	19 cm	16.5 cm
Stuur hoogte/ Hauteur du guidon	95 - 113 cm	105 - 123 cm	95 - 113 cm	105 - 123 cm
Binnenbeenlengte maat/ Taille à l'entrejambe	63 - 80 cm	75 - 93 cm	63 - 80 cm	75 - 93 cm
Lengte x breedte/ Longueur x largeur	155 x 80 cm	173 x 89 cm	155 x 80 cm	173 x 89 cm
Gewicht/Poids	30 kg		40 kg	
Maximale draaglast/ Poids utile	125 kg			
Voorremmen/ Freins avant	Trommelremmen/ Freins à tambour			
Achterremmen/ Freins arrière	Naafrem/ Frein de moyeu		Hydraulische velgrem/ Frein de jante hydraulique	
Versnellingen/ Engrenage	7 (Achterruit optioneel)/ 7 (Arrière optionnelle)		7	
Elektromotor/ Moteur électrique	X		Geïntegreerd in de krukas/ Intégré dans la manivelle	
Lithium batterijen/ Lithium batteries	X		Lithium 36V / 12Ah	
Oplaadtijd/ Temps de charge	X		2.5 - 3 u/h	
Actieradius/ Autonomie	X		±30 km (bij gemiddelde ondersteuning - avec un soutien moyen)	

MEIN **HOLTZ**

Transfer board van rolstoel naar stoel of bed,
personaliseer naar wens met eigen foto of logo!

*Transfer board de la chaise roulante à une chaise ou un lit,
Personnalisez avec votre propre photo ou logo!*



Het meinHOLTZ overplaatsingsbord combineert de functionaliteit en eenvoudige bediening die nodig zijn voor een transferhulp, met aantrekkelijke, moderne ontwerpen. Schuifborden zijn een belangrijk hulpmiddel om de transfers zo ergonomisch mogelijk te maken voor de zorgverleners. Onze meinHOLTZ glijplanken zijn aangepast aan de behoeften van rolstoelgebruikers zodat onafhankelijke transfers zo veilig en gemakkelijk mogelijk zijn. (M-1020)


KENMERKEN EN VOORDELEN

- Gemaakt van hout
- Uiterst stabiel en veerkrachtig
- Rechte vorm, dus individueel toepasbaar
- Zachte trog voor meer veiligheid
- Slipbevorderend aan de bovenzijde,
- slipvast aan de onderzijde
- Modern en stijlvol

La planche de transfert meinHOLTZ combine la fonctionnalité et la simplicité d'utilisation requises pour une aide au transfert avec un design attrayant et moderne. Les planches coulissantes sont un outil important pour rendre les transferts aussi ergonomiques que possible pour les soignants. Nos planches coulissantes meinHOLTZ sont adaptées aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants afin que les transferts indépendants soient aussi sûrs et faciles que possible. (M-1020)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- En bois
- Extrêmement stable et résistant
- Forme droite, donc applicable individuellement
- Une cuvette souple pour plus de sécurité
- Améliorer la glisse en haut, antidérapant en bas
- Moderne et élégant



MOBI-LIFT

Mobiele tillift om scooter of rolstoel
in de wagen te plaatsen.

*Elevateur mobile pour mettre votre scooter
ou voiturette dans le coffre de la voiture.*



(M-1020)
DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE: 30KG
GEWICHT-POIDS: 12KG






**AAN TE SLUITEN OP DE VOEDING VAN
UW SCOOTER/ELECTRO ROLSTOEL.
OPTIONEEL: BATTERIJPACK**

**A CONNECTER À LA BATTERIE DE
VOTRE SCOOTER/VOITURETTE.
OPTIONELLE: PACK BATTERIES**



INDIVIDUEEL AANPASBAAR ANTIDECUBITUSKUSSEN/ COUSSIN ANTI- ESCARRES RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT




1. Luchtkamer/ *Chambre d'air*
2. Drukverlagende silicone Trugel oppervlak/ *Silicone Trugel surface*
3. 3 lagen polyurethaanfilm/ *3 couches de PU*
4. 34 geconnecteerde luchtcellen
34 cellules d'air connectés




STANDAARD ZWARTE WATERRESISTENTE COVER/ STANDARD AVEC COUTURE NOIRE RÉSISTANTE À L'EAU		
CODE GELCELL	AFMETINGEN (l x b x h)/ DIMENSIONS (L x l x h)	GEWICHT/ POIDS
M-2078	38 x 36 x 4 cm	1.4 kg
M-2069	40 x 40 x 5 cm	1.5 kg
M-2071	43 x 43 x 5 cm	1.6 kg
M-2072	45 x 40 x 5 cm	1.6 kg
M-2070	45 x 45 x 5 cm	1.7 kg
M-2073	50 x 45 x 5 cm	1.9 kg

MAXIMAAL DRAAGKRACHT 130 KG
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE 130 KG

A



B



- A. Druk diagram met Gelcellkussen/
Diagramme de pression avec coussin Gelcell
- B. Druk diagram zonder rolstoelkussen/
Diagramme de pression sans coussin

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Unieke combinatie van lucht en gel technologie dat een efficiënte drukverlaging en comfort aanbiedt aan de gebruiker
- 34 aaneengesloten luchtcellen laten een beweging van lucht toe over het kussenoppervlak. Elke cel is uitgerust met een toplaag van drukverlagende silicone Trugel
- Luchtkussens bevordert de capillaire functie
- Trugel op basis van silicone
 - Bevordert de drukherverdeling
 - Minimaliseert het effect van doorligwonden
 - Positief effect op de temperatuur van de huid
- Wanneer er druk wordt uitgeoefend wordt de lucht gecirculeerd door alle cellen. Zo wordt het gewicht evenredig verdeeld
- De Gellcell is gemaakt uit 3 lagen van Polyurethaanfilm, dit is duurzaam en moeilijk te doorprikken. Het is ook makkelijk te reinigen en geschikt voor mensen met incontinentie
- Lichtgewicht en makkelijk transporteerbaar
- Makkelijk op te blazen en af te stellen
- Incl. een coverhoes, First Aid kit en pomp
- Een tolerantie van ± 5 mm wordt toegepast op afmetingen


KENMERKEN EN VOORDELEN

- *Combinaison unique de la technologie air et gel qui offre un soulagement efficace de la pression et un confort pour l'utilisateur*
- *34 cellules d'air contiguës permettent le mouvement de l'air sur la surface du coussin. Chaque cellule est dotée d'une couche supérieure de silicone Trugel qui soulage la pression*
- *Le coussin d'air favorise la fonction capillaire*
- *Trugel à base de silicone*
 - *Favorise la redistribution de la pression*
 - *Minimise l'effet des escarres*
 - *A un effet positif sur la température de la peau*
- *Lorsqu'une pression est appliquée, l'air circule à travers toutes les cellules. Ainsi, Le poids est réparti de manière homogène.*
- *Le Gellcell est composé de 3 couches de film de polyuréthane, celui-ci est perméable et difficile à perforer. Il est également facile à nettoyer et convient aux personnes souffrant d'incontinence*
- *Léger et facile à transporter*
- *Facile à gonfler et à ajuster*
- *Incl. une housse, une trousse de premiers soins et une pompe*
- *Une tolérance de ± 5 mm est appliquée aux dimensions*

INDIVIDUEEL AANPASBAAR ANTIDECUBITUSKUSSEN/ COUSSIN ANTI- ESCARRES RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT

Type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

Type de coussin d'air à structure cellulaire ou coussin de gel Flow-Fluid



1. 3 lagen polyurethaanfilm/ 3 couches de PU
2. Aparte luchtkamer/ Chambre d'air
3. Aparte luchtkamer/ Chambre d'air
4. 48 luchtgevulde geconnecteerde cellen/
48 cellules connectées remplies d'air
5. Drukverlagende Silicone Trugel-oppervlak/
Surface silicone Trugel




→ **VOORGEVORMD DESIGN AAN DE ACHTERKANT VAN KUSSEN**

→ **MOTIF PRÉFORMÉ AU DOS DU COUSSIN**

CODE GELCELL G2	AFMETINGEN (l x b x h)/ DIMENSIONS (L x l x h)	GEWICHT/ POIDS
RG005-1414 (M-2114)	36 x 36 x 4 cm	1.3 kg
RG005-1515 (M-2116)	38 x 38 x 4 cm	1.3 kg
RG005-1616 (M-2081)	40 x 40 x 4 cm	1.5 kg
RG005-1618 (M-2079)	40 x 45 x 4 cm	1.6 kg
RG005-1717 (M-2117)	43 x 43 x 4 cm	1.6 kg
RG005-1816 (M-2080)	45 x 40 x 4 cm	1.6 kg
RG002-1818 (M-2112)	45 x 45 x 4 cm	1.6 kg

I




II




- I. Standaard voorzien van zwarte hoese en pomp/
Standard inclus d'une housse et pompe
- II. Optioneel: ademende mesh hoese/
Optionelle: housse en structure mesh

A



B



gelcell G2

- A. Druk diagram met Gelcell G2/ *Diagramme de pression avec coussin Gelcell G2*
- B. Druk diagram zonder rolstoelkussen/ *Diagramme de pression sans coussin*

KENMERKEN EN VOORDELEN

- 2 aparte luchtkamers geven een betere stabiliteit en drukherverdeling voor het zitvlak en zitbeenknobbels
- Het kussen bevordert de capillaire functie
- Silicone Trugel
 - Bevordert de drukherverdeling
 - Minimaliseert het effect op decubitus
 - Heeft een positief effect op de huidtemperatuur
 - Silicone gel dempt de trillingen
- De cellen zijn afgerond naar de achterkant om zo een optimale tilthouding te creëren
- Wanneer druk wordt op uitgeoefend circuleert de lucht in iedere cel in beide kamers zodat druk gelijkmatig wordt verdeeld. Dit proces reduceert hoge drukconcentraties.
- De Gelcell is gemaakt uit 3 lagen van Polyurethaan (PU) film die het zeer duurzaam maakt en moeilijk te doorprikken is. Het is ook makkelijk om schoon te vegen en bruikbaar voor mensen met incontinentie
- Lichtgewicht en makkelijk transporteerbaar
- Incl. Buitenhoes, First aid kit en pomp

KENMERKEN EN VOORDELEN

- *2 chambres à air séparées assurent une meilleure stabilité et une redistribution de la pression au niveau du siège et des tubérosités ischiatiques*
- *Le coussin favorise la fonction capillaire*
- *Trugel en silicone*
 - *Favorise la redistribution de la pression*
 - *Minimise l'effet des escarres*
 - *A un effet positif sur la température de la peau*
 - *Le gel de silicone amortit les vibrations*
- *Les cellules sont arrondies vers l'arrière pour créer une position de levage optimale*
- *Lorsqu'une pression est appliquée, l'air contenu dans chaque cellule circule dans les deux chambres afin que la pression soit uniformément répartie. Ce processus réduit les concentrations de pression élevées*
- *La Gelcell est composée de 3 couches de film polyuréthane (PU), ce qui la rend très durable et difficile à perforer. Il est également facile à essuyer et utilisable par les personnes souffrant d'incontinence*
- *Léger et facile à transporter*
- *Comprend une housse extérieure, une trousse de premiers soins et une pompe*



SALJOL DOUCHEKRUK/ SALJOL TABOURET DE DOUCHE

Draaibaar en antislip in één: een draaibare badkamerkrug.
Pivotant et antidérapant à la fois: un tabouret de douche pivotant.



DOUCH VEILIG EN COMFORTABEL

Met deze Spa Draaibare Douchekrug kunt u veilig en comfortabel douchen. De stoel is uitsluitend bedoeld als douchehulp en voor gebruik in de badkamer voor mensen die niet kunnen staan en/of onzeker zijn.

DRAAI TER PLAATSE

Draai gemakkelijk van links naar rechts terwijl u uw beide benen op de vloer laat rusten. Bij het wassen kunt u zich vasthouden aan de handgrepen aan de zijkant terwijl uw voeten comfortabel op het frame of de vloer steunen. De wielen van de douchekrug zijn in een cirkel geplaatst en hebben een antislip rubberen coating.

ZITTING

De zitting van de Spa douchekrug weerspiegelt de warmte van het lichaam. De twee zitvlakken kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap aan uw lichaamsvorm worden aangepast, omdat de zitvlakken naar wens in drie verschillende zitbreedtes kunnen worden gezet.

SE DOUCHER EN TOUTE SÉCURITÉ ET CONFORTABLEMENT

Ce tabouret de douche pivotant Spa vous permet de prendre une douche en toute sécurité et confortablement. Le siège est exclusivement destiné à servir d'aide à la douche et à être utilisé dans la salle de bain pour les personnes incertaines et/ou incapables de rester debout.

TOURNER SUR PLACE

Tournez facilement de gauche à droite tout en posant les deux jambes sur le sol. Lorsque vous faites votre toilette, vous pouvez vous tenir aux poignées latérales tandis que vos pieds reposent confortablement sur le cadre ou le sol. Les roues du tabouret de douche sont disposées en cercle et possèdent un revêtement en caoutchouc antidérapant.

SIÈGE

L'assise du tabouret de douche Spa reflète la chaleur du corps. Les deux surfaces d'assise s'adaptent facilement à votre morphologie, sans outils, car les surfaces d'assise peuvent être déplacées selon vos besoins sur trois largeurs d'assise.





DOUCHEKRUK/ TABOURET DE DOUCHE	DH51	DH55	DHK59*
Aanbevolen voor lichaamslengte <i>Recommandé pour la taille du corps</i>	150 - 170 cm	>170 cm	> 150 cm
Hygiëneopening niveau 1/ 2/ 3 <i>Ouverture de l'hygiène niveau 1/ 2/ 3</i>	5/ 8/ 11 cm		
Totale breedte van handvat tot handvat <i>Largeur totale de la poignée à la poignée</i>	52 cm		
Zithoogte/ Hauteur du siège	51 cm	55 cm	59 cm
Hoogte met rugleuning/ Hauteur avec dossier	77 cm	81 cm	85 cm
Wielbasis/ Empattent	32 cm		
Vereiste ruimte voor draaicirkel <i>Espace requis pour le cercle de virage</i>	48 cm		
Maximaal gebruikersgewicht <i>Poids maximal de l'utilisateur</i>	150 cm		
Totaalgewicht antraciet <i>Poids total anthracite</i>	5.8 kg	6 kg	6 kg
Totaalgewicht inox <i>Poids total inox</i>	4.4 kg	4.6 kg	4.7 kg
Kleur/ Couleur	Antraciet/ Anthracite, Roestvrij staal/ Acier inoxydable		



* DHK59 heeft een wigzitting waardoor rechtstaan eenvoudiger wordt

* Le DHK59 est équipé d'un siège en forme de coin qui facilite la station debout.



ERGONOMISCHE ZITTING

Drie instelbare niveaus hygiëneopening
vergemakelijkt het wassen van alle lichaamsdelen.

WARMTE-REFLECTERENDE ZITTING

Comfortabel gevoel bij het zitten.

VEILIG 360° DRAAIEN TER PLAATSE

Moeiteloos draaien van de kruk in alle richtingen
vergemakelijkt het wassen.

WIELEN GLIJDEN NIET WEG

De plaatsing van de wielen voorkomt dat de
kruk wegglijdt en biedt veiligheid bij het klimmen
op de douchebak.

SIÈGE ERGONOMIQUE

Trois niveaux d'ouverture hygiénique réglables facilite
le lavage de toutes les parties du corps.

SIÈGE THERMORÉFLÉCHISSANT

Sensation de confort en position assise.

ROTATION À 360° EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LE SITE

La rotation sans effort du tabouret dans toutes les directions
facilite le lavage.

LES ROULETTES NE GLISSENT PAS

Le positionnement des roues empêche le tabouret
de glisser et assure la sécurité lors de la montée sur
le bac à douche.

CIRCULATION STIMULATION THERAPY PAD

Circulatiekussen ontworpen om uw pijnen en ongemakken te verlichten.

Coussin de circulation conçu pour soulager vos douleurs et inconforts.

De Circulation Stimulation Therapy Pad verlicht spier- en artritispijn, vermindert zwelling en verbetert de circulatie en gewrichtsmobiliteit. Deze is draagbaar en kan overal worden gebruikt. De NHC Cyclo-Therapy® gebruikt unieke elliptische bewegingen voor rustgevende trillingen, in tegenstelling tot andere massagesystemen.

Le Circulation Stimulation Therapy Pad soulage les douleurs musculaires et arthritiques, réduit les gonflements et améliore la circulation et la mobilité des articulations. Il est portable et peut être utilisé partout. La NHC Cyclo-Therapy® utilise des mouvements elliptiques uniques pour des vibrations apaisantes, contrairement à d'autres systèmes de massage.



KENMERKEN

- NHC Cyclo-Therapie®; klinisch bewezen voor pijnverlichting
- kalmerende ritmische golven
- intense golven
- helpt bij artritis, COPD, bloedcirculatie, rugpijn, RLS, (secundaire symptomen van) diabetes

CARACTÉRISTIQUES

- NHC Cyclo-Therapie®; cliniquement prouvé pour le soulagement de la douleur
- des vagues rythmées apaisantes
- des vagues intense
- aide avec l'arthrite, la BPCO, la circulation sanguine, les douleurs dorsales, le SJS, (les symptômes secondaires de) diabète



* Plaats het kussen tegen een leuning om last aan rug en schouders te verlichten.
 * Placez le coussin contre un appui pour soulager les douleurs au dos et aux épaules.



* Plaats het kussen onder uw benen om pijn in uw dijën, kuiten en ischias te verzachten.
 * Placez le coussin sous vos jambes pour soulager la douleur dans vos cuisses, mollets et sciatique.





